

Quais são as especificações das vidrarias para juntas, roscas e torneiras?

§ Cone padrão

Símbolo usado para designar juntas intercambiáveis, rolhas e torneiras que atendem aos requisitos da Norma Comercial CS-21 publicada pela N.I.S.T.

§ Junta esférica

O símbolo designa juntas esféricas que atendem às CS-21.

§ Padrão Produto

Símbolo designa bujões de torneira de PTFE que atendem aos requisitos da N.I.S.T. Produto Voluntário PS padrão 28-70.

